

サブロー寒天培地

マイクロバイオ株式会社

1. 特徴

このサブロー寒天培地は、検体中の好気的条件下で発育可能な中温性の真菌を迅速に選択発育させ定量的に測定する事ができ、また画線塗抹時の耐寒天損傷性や長期培養時の耐乾燥性に優れた培地です。

2. 概要

サブロー寒天培地は主に医薬品・化粧品の微生物試験に用いられます。真菌の無菌検査や限度試験（総真菌数）の把握及び病原性、非病原性真菌の分離に使用する培地です。

3. 培地の保管方法


培地は、常温の暗所で保管して下さい。

4. 試験成績書

各ロットには、試験成績書が添付されます。

5. 培地性能

5-1 PPM027 : 塗抹 *Candida albicans* (NBRC1594) 25°C培養



5-2 PPM027 : 塗抹 *Aspergillus niger* (NBRC9455) 25°C培養

