

# MicroBio Media

The performance report is attached to the media.

Every lot of MicroBio media is verified for appropriate performance, using specified standard microorganisms.

## Performance Report



The performance report is attached to MicroBio media for each lot.

Example) Graph (24 hour-monitor)  
Picture (at 24 hours later)

試験成績書

MicroBio Corporation

製品番号: SOM017  
製品名: SCOD/集菌乾燥培地  
製造番号: A19AJ  
使用期限: 2009年5月9日

マイクrobi株式会社  
品質管理部  
八幡 緑橋

<性状試験>



試験項目	規格	結果
外観	淡黄色の培地 異物、気泡を認めない	適合
pH	7.3±0.2	適合
分注量	水平に凝固 (厚薄が均一)	適合
無菌試験	菌の生育を認めない (25°C ± 1°C 7日間)	適合

<培養試験>

試験菌株	発育	培養温度	培養時間
<i>Escherichia coli</i> NBRC 392	良好	35°C	24時間
<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 13276	良好	35°C	24時間
<i>Bacillus subtilis</i> NBRC 3134	良好	35°C	24時間
<i>Candida albicans</i> NBRC 1594	良好	35°C	24時間

<合否判定>

総合判定日	総合判定	合格
2009年1月29日	合格	



<http://www.microbio.co.jp/>

MicroBio Corporation

6-10-2 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004, Japan  
TEL +81 (0)3 5425-2161 FAX+81 (0)3 5425-2165