

マイクロバイオの寒天培地は、

日本薬局方に準拠した試験成績書が添付されています！

(コロニー増殖グラフ、シャーレ画像付き)

ご存知のように、

※ データは電子データでも扱えます。

日本薬局方が改定になっていますが、

- ◎ 市販生培地についてはバッチごとに試験する。
- ◎ 乾燥粉末培地又は各成分より調製した培地については調製バッチごとに試験する。

手間がかかって大変ですよ！

マイクロバイオに、おまかせください。

速く、正確で、しかも、確実な結果を提供いたします。

## 寒天培地 試験成績書



マイクロバイオの寒天培地には、調製バッチごとの試験成績書が添付されています。

下記) 増殖特性グラフ (24 時間経時モニター) 画像 (24 時間目)

試験成績書

MicroBio Corporation

製品番号: 024617  
製造番号: 13020400000000000000  
製造年月: 2014.7  
有効期限: 2016.07.01

試験項目


試験項目	規格	結果
菌数	1.0x10 <sup>6</sup> CFU/g	適合
pH	7.0±0.2	適合
含水量	90.0±1.0%	適合
無菌試験	100% 合格	適合

培養条件

培養液名	単位	培養温度	培養時間
Escherichia coli	1000	37℃	24時間
Staphylococcus aureus	1000	37℃	24時間
Pseudomonas aeruginosa	1000	37℃	24時間
Candida albicans	1000	37℃	24時間

検査方法

検査項目	検査方法	検査結果	合格
菌数	1000	1.0x10 <sup>6</sup> CFU/g	適合



MicroBio System を  
ご使用になれば、  
御社でも実施できます。  
下記までご相談下さい！

 **MicroBio**  
Corporation  
マイクロバイオ株式会社

カスタマー サポート センター  
〒105-0004 東京都港区新橋 6-10-2 第 2 新洋ビル  
TEL (03) 5425-2161 FAX (03) 5425-2165  
[www.microbio.co.jp](http://www.microbio.co.jp)