

SM030
リステリア用 センシメディア
1箱 (100本入り) 定価¥23,000

リステリア検出 48時間以内

今、センシメディアが採用されています！

**検出 確実！
操作は かんたん！**

試料(チーズなど)を
入れて、
培養するだけ

試料1ml
添加

1cfu でも
40 時間程度で検出

☆ 機器はいりません。
☆ 検査機器より正確です。


①試料 (チーズなど)を
センシメディアに入れます。

48時間
培養

③リステリアが検出
されるとセンサーが
黄色になります！
ブrossの色は、
黒色茶色。

②35℃で
培養します。

リステリア用 SensiMedia
検出特性 [35℃培養]



センシメディアの特長

- ・ 48時間内で 1cfu レベルの検出。
- ・ リステリアが多いほど速く検出。
- ・ 操作が簡単で、検出が確実。

★E-mail : info@microbio.co.jp 又は FAX : 03-5425-2165 (マイクロバイオ株式会社) ★

※FAX でのお問い合わせは下記□にチェックして下さい。

説明を聞きたい

無料サンプル希望

貴社名	ご担当者名	所属・役職
ご住所	電話	E-mail

〒105-0004 東京都港区新橋6-10-2 第2新洋ビル

TEL (03) 5425-2161 FAX (03) 5425-2165

<http://www.microbio.co.jp>



マイクロバイオ株式会社