

# 公定法で大腸菌群迅速検出

例) Biomatic DMCS S-12 大腸菌 6 時間検出






マイクロバイオ株式会社  
<http://www.microbio.co.jp/>

〒105-0004  
東京都港区新橋 5-7-10 新橋 SNビル 1F  
TEL (03) 5425-2161 FAX (03) 5425-2165



## Biomatic® DMCS



S-12



6 時間目でコロニーの全部を検出しています。拡大機能が付いているので、確認も容易です。



6 時間の時点で検出されたコロニーが肉眼でもはっきり見えるようになったことが分かります。