


# カビ

圧倒的に、速く、確実に検出！

全自動・低コスト・迅速検出

## Biomatic® DMCS

■デジタル顕微鏡法 (定性・定量試験)  
Digital Microscope Culturing System




S-12


FA-100

- 全自動で迅速検出、しかも、高精度の計数ができます。
- 酵母も迅速に検出できます。

検出例) *Cladosporium*  
25°C 45hr検出 (マーカー付)



検出例) *Aspergillus niger*  
25°C 33hr検出




カビの検出は、培地が“命”です。  
当社のPDAをお使いになれば、検出が遅い  
*Exophiala* も72時間で検出できます。  
(DMCS S-12 使用の場合)



DCM008  
ポテトデキストロース  
寒天培地用 (CP添加)



検出例) *Exophiala*  
25°C 72hr検出 (マーカー付)



細菌検査用具・機器、製造販売

 **MicroBio**  
Corporation  
マイクロバイオ株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋5-7-10新橋 SNビル1F  
TEL (03) 5425-2161 FAX (03) 5425-2165  
<http://www.microbio.co.jp>