

ご存知ですか？

マイクロバイオの培地は、日本薬局方に対応しています！

第十五改正 日本薬局方 第一追補 4.4. 培地性能より

- ◎ 市販生培地についてはバッチごとに試験する。
- ◎ 乾燥粉末培地又は各成分より調製した培地については調製バッチごとに試験する。

手間がかかって大変ですよ！

マイクロバイオに、おまかせください。

速く、安く、正確に、しかも、確実な結果を提供いたします。

培地の性能評価試験



マイクロバイオの寒天培地には、調製バッチごとの試験成績書が添付されています。

下記) 増殖特性グラフ (24 時間経時モニター) 画像 (24 時間目)

試験成績書

MicroBio Corporation

製品番号: 20487
製品名: SCDF/寒天培地
製品番号: AT41
使用期限: 2015/12/31

試験項目


試験項目	規格	結果
凍結	日本薬局方 凍結安定性試験	適合
pH	7.3±0.2	適合
凍結解凍	日本薬局方 凍結解凍試験	適合
滅菌試験	日本薬局方 滅菌試験	適合

培養試験

試験菌株	培地	発育	培養温度	培養時間
<i>Escherichia coli</i>	DMCS DM2	発育	37℃	24時間
<i>Staphylococcus aureus</i>	DMCS DM2	発育	37℃	24時間
<i>Bacillus subtilis</i>	DMCS DM4	発育	37℃	24時間
<i>Candida albicans</i>	DMCS DM4	発育	37℃	24時間

品質保証

製造工場: 日本橋1-5-10ビル 製造時期: 合格



Biomatic® DMCS



DMCSをご使用になれば、御社で実施できます。デモ、長期レンタルなど、ご相談下さい！

全自動化・低コスト・高精度

- ◎ Biomatic DMCS を使用すれば、簡単に評価できます。
- ◎ 検査サービスも提供しています。
- ◎ マイクロバイオ社製の培地には、試験成績書が添付されています。

細菌検査用具・機器、製造販売



マイクロバイオ株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋 5-7-10 新橋 SNビル 1F
TEL (03) 5425-2161 FAX (03) 5425-2165

www.microbio.co.jp